

## SVILUPPO DELLA VISTA

Vista e collaborazione tra i due occhi si sviluppano fino all'età di circa 10 anni, con la tappa fondamentale tra la nascita e l'età di 5 anni.

L'alterazione del normale sviluppo della vista, se trascurata in questa fase, può causare la perdita permanente della visione. Prima è individuato un difetto visivo e quanto più precoce la terapia, maggiore è la probabilità di raggiungere la piena capacità visiva.

Miopia, ipermetropia e astigmatismo possono ostacolare il normale sviluppo della vista e devono essere corretti con occhiali, che in questi casi non abituano male la vista, ma sono necessari per lo sviluppo visivo del vostro bambino.

Trovate ulteriori informazioni sul sito di Swiss Orthoptics, l'associazione professionale degli/delle ortottisti/e svizzeri/e:

[www.orthoptics.ch](http://www.orthoptics.ch)



## DALLA PRESCRIZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OCCHIALI

Rivolgetevi al vostro ottico di fiducia, tenendo conto che gli occhiali dei bambini richiedono un servizio periodico di aggiustamento e regolazione.

La ricetta degli occhiali va consegnata all'ottico che ordinerà le lenti secondo la prescrizione medica.

Scegliete insieme al vostro bambino un occhiale adatto a lui.

Una volta realizzati, gli occhiali possono essere ritirati presso il negozio di ottica. Un bambino non sempre nota immediatamente il beneficio ottico degli occhiali quando li indossa per la prima volta: può essere necessaria una fase di adattamento di diversi giorni o settimane.

Inviare la ricetta degli occhiali all'assicurazione malattia con la fattura.

Raccomandiamo di verificare periodicamente la calzatura e lo stato degli occhiali presso il vostro ottico.

I difetti visivi possono cambiare più volte nei bambini e per questo è utile consultare regolarmente un/a ortottista.



In collaborazione con  
 **SWISSFLEX**  
EYEWEAR

**GLI OCCHIALI IDEALI PER BAMBINI,  
UNICI COME IL VOSTRO BAMBINO!**

## OCCHIALI PER BAMBINI: COME SCEGLIERE QUELLI GIUSTI

Prendetevi il tempo necessario. Gli occhiali accompagneranno il vostro bambino durante il corso di tutta la sua giornata.

Coinvolgete il vostro bambino nella scelta di modello e colore: solo un occhiale che piace sarà anche indossato.

Gli occhiali devono essere comodi e calzare perfettamente, senza scivolare. I bambini si sentono a proprio agio solo con un occhiale che non interferisce con le varie attività quotidiane.

### PUNTI DA RICORDARE

- Occhiale per bambini regolabile a livello di naso, viso e orecchie
- Montatura leggera e stabile
- Lenti meno larghe del viso
- Nessun appoggio dell'occhiale sulle guance, per evitare punti di pressione



## L'OCCHIALE IDEALE

### MONTATURA

Resistente, flessibile,  
leggera

- ➔ adatta all'anatomia  
del viso



### TERMINALE ASTA

Regolabile, nessuna  
pressione su tempie o  
orecchie, confortevole

- ➔ stabilità, assenza di  
pressione



### NASELLO

Morbido, nessuna pressione  
sul naso, antiscivolo

- ➔ non lascia segni sul naso



### LENTI

In materiale plastico,  
sottili, infrangibili

- ➔ vista ottimale



### ASTA

Flessibile, regolabile,  
di lunghezza adeguata

- ➔ elevato comfort di  
indossatura



### OCCHIALI PER BAMBINI PICCOLI

Resistenti, malleabili, sicuri  
(senza pezzi di piccole  
dimensioni)

- ➔ ottimo adattamento  
al viso

